

# Wie ermittle ich meine Größe, die Schnittgrößengruppe und den richtigen Bügel?

## Taillenumfang:

Das Maßband waagrecht um die schlankste Stelle der Taille herumführen

## Hüftumfang:

Das Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß herumführen


## Brustumfang:

Gemessen wird über einem gut sitzenden BH (kein Push-up oder Ähnliches). Das Maßband muss waagrecht, locker über die stärkste Stelle der Brust verlaufen. Einatmen, messen, ausatmen, messen. Der Mittelwert zwischen den beiden Maßen ist der Ausgangswert.

## Unterbrustweite:

Das Maßband muss waagrecht direkt unter der Brust herumgeführt werden. Ansonsten Vorgehensweise wie beim Brustumfang.

Größentabelle Body Teresa 42/1			
gemessene Unterbrustweite	78 - 82	83 - 87	88 - 92
BH -Unterbrustweite	80	85	90
Cupgröße gemessener Brustumfang			
AA	90 - 92	95 - 97	100 - 102
A	92 - 94	97 - 99	102 - 104
B	94 - 96	99 - 101	104 - 106
C	96 - 98	101- 103	106 - 108
D	98 - 100	103- 105	
E	100 - 102		
Taillenweite	78 - 82		
Hüftweite	102 - 105		



Sie haben nun zwei Werte, anhand derer Sie Ihre BH - Größe und den richtigen Bügel bestimmen können.

Beispiel: Unterbrustweite 87, Brustweite 99 entspricht nach Tabelle der Größe 85A oder B


Jetzt kann man noch die Bestimmung über die Differenz zwischen Unterbrustweite und Brustweite zur Hilfe nehmen:

Hier gilt die Regel:

Differenz BW/UBW	11	13	15	17	19	21	23	25	27
Cupgröße	AA	A	B	C	D	E	F	G	H

Die Differenz zwischen 87 und 99 ist 12, man würde dann hier das A - Cup wählen.

Eine zusätzliche Hilfe zur Größenfindung kann die Größe des BH-Bügel sein. Wenn Sie ihre ideale Bügelgröße kennen, messen sie seine Länge und den oberen Durchmesser und vergleichen Sie ihn mit unseren Größen. Die Maße unserer Bügel für dieses Modell entnehmen Sie nebenstehender Tabelle. (erster Wert = Länge, zweiter Wert = oberer Durchmesser)



Bügel Staby 2 216/13	80AA		
Bügel Staby 3 224/13	80A	85AA	
Bügel Staby 4 232/13,4	80B	85A	90AA
Bügel Staby 5 240/14	80C	85B	90A
Bügel Staby 6 256/14,7	80D	85C	90B
Bügel Staby 7 272/15,5	80E	85D	90C

# Wie ermittle ich meine Größe, die Schnittgrößengruppe und den richtigen Bügel?

## Tailleurumfang:

Das Maßband waagrecht um die schlankste Stelle der Taille herumführen

## Hüftumfang:

Das Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß herumführen


## Brustumfang:

Gemessen wird über einem gut sitzenden BH (kein Push-up oder Ähnliches). Das Maßband muss waagrecht, locker über die stärkste Stelle der Brust verlaufen. Einatmen, messen, ausatmen, messen. Der Mittelwert zwischen den beiden Maßen ist der Ausgangswert.

## Unterbrustweite:

Das Maßband muss waagrecht direkt unter der Brust herumgeführt werden. Ansonsten Vorgehensweise wie beim Brustumfang.

Größentabelle Body Teresa 42/2			
gemessene Unterbrustweite	78 - 82	83 - 87	88 - 92
BH -Unterbrustweite	80	85	90
Cupgröße	gemessener Brustumfang		
D			108 - 110
E		105 - 107	110 - 112
F	102 - 104	107 - 109	112 - 114
G	104 - 106	109 - 111	114 - 116
H	106 - 108	111 - 113	116 - 118
Tailleurweite	78 - 82		
Hüftweite	102 - 105		



Sie haben nun zwei Werte, anhand derer Sie Ihre BH - Größe und den richtigen Bügel bestimmen können.

Beispiel: Unterbrustweite 78, Brustweite 104 entspricht nach Tabelle der Größe 80F oder G

Jetzt kann man noch die Bestimmung über die Differenz zwischen Unterbrustweite und Brustweite zur Hilfe nehmen:

Hier gilt die Regel:

Differenz BW/UBW	11	13	15	17	19	21	23	25	27
Cupgröße	AA	A	B	C	D	E	F	G	H


Die Differenz zwischen 78 und 104 ist 26, man würde dann hier das G - Cup wählen.

Eine zusätzliche Hilfe zur Größenfindung kann die Größe des BH-Bügels sein.

Wenn Sie ihre ideale Bügelgröße kennen, messen sie seine Länge und den oberen Durchmesser und vergleichen Sie ihn mit unseren Größen.

Die Maße unserer Bügel für dieses Modell entnehmen Sie nebenstehender Tabelle.

(erster Wert = Länge, zweiter Wert = oberer Durchmesser)



Bügel Staby 8	288/16,6	80F	85E	90D
Bügel Staby 9	304/17	80G	85F	90E
Bügel Staby 10	320/17	80H	85G	90F
Bügel Staby 11	330/17,1		85H	90G
Bügel Staby 11	340/17,1			90H