




Wie ermittle ich meine Größe, die Schnittgrößengruppe und den richtigen Bügel?

Die BH Größe setzt sich aus einer Kombination von Unterbrustweite und Brustweite zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die richtige Größe zu ermitteln, Voraussetzung ist aber bei allen das richtige Messen.

Brustweite:

Gemessen wird über einem gut sitzenden, ungefüllten BH. Das Maßband muss waagrecht, locker über der stärksten Stelle der Brust verlaufen. Einatmen, messen, ausatmen, messen. Der Mittelwert ist der richtige Brustumfang.



Unterbrustweite:

Das Maßband muss waagrecht direkt unter der Brust herumgeführt werden. Ansonsten Vorgehensweise wie beim Brustumfang wiederholen.

Sie haben nun zwei Maße, anhand derer Sie Ihre BH – Größe, den richtigen Bügel und die Schnittgrößengruppe den unten aufgeführten Maßtabellen entnehmen können.

Beispiel: Unterbrustweite 83, Brustweite 99 entspricht nach Tabelle der Größe 85 B an der Grenze zum A - Cup.

Jetzt kann man noch die Bestimmung über die Differenz zwischen Unterbrustweite und Brustweite zur Hilfe nehmen:

Hier gilt die Regel:

Differenz	13	15	17	19	21	23	25	27
Cup	A	B	C	D	E	F	G	H

Bei unserem Beispiel ist die Differenz 16, die Cupgröße läge also zwischen B und C, ich würde in diesem Fall Größe 85 B wählen.

Das heißt: Schnitt Größengruppe 2 und Bügel Flexy B4 lila

Größentabelle Linda Größengruppe 1			
Gemessene Unterbrustweite	68 - 72	73 - 77	78 - 82
Unterbrustweite	70	75	80
Cupgröße	gemessener Brustumfang		
Cup A	-	87 - 89 Flexy B1(grün)	92 - 94 Flexy B2(blau)
Cup B	84 - 86 Flexy B1(grün)	89 - 91 Flexy B2(blau)	94 - 96 Flexy B3(orange)
Cup C	86 - 88 Flexy B2(blau)	91 - 93 Flexy B3(orange)	96 - 98 Flexy B4(lila)
Cup D	88 - 90 Flexy B3(orange)	93 - 95 Flexy B4(lila)	98 - 100 Flexy B5(schwarz)
Cup E	90 - 92 Flexy B4(lila)	95 - 97 Flexy B5(schwarz)	100-102 Flexy B6(weiß)

Größentabelle BH Linda Größengruppe 2			
Gemessene Unterbrustweite	78 - 82	83 - 87	88 - 92
Unterbrustweite	80	85	90
Cupgröße	gemessener Brustumfang		
Cup A	92 - 94 Flexy B2(blau)	97 - 99 Flexy B3(orange)	102 - 104 Flexy B4(lila)
Cup B	94 - 96 Flexy B3(orange)	99 - 101 Flexy B4(lila)	104 - 106 Flexy B5(schwarz)
Cup C	96 - 98 Flexy B4(lila)	101 - 103 Flexy B5(schwarz)	106 - 108 Flexy B6(weiß)
Cup D	98 - 100 Flexy B5(schwarz)	103 - 105 Flexy B6(weiß)	108 - 110 Flexy B7(braun)
Cup E	100 - 102 Flexy B6(weiß)	105 - 107 Flexy B7(braun)	-