

Größenermittlung Bikini Lilly

Brustweite:

Gemessen wird über einem gut sitzenden, ungefüllten BH. Das Maßband muss waagrecht, locker über der stärksten Stelle der Brust verlaufen. Einatmen, messen, ausatmen, messen der Mittelwert ist der richtige Brustumfang.

Unterbrustweite:


Das Maßband muss waagrecht direkt unter der Brust herumgeführt werden. Ansonsten Vorgehensweise wie beim Brustumfang

Tailenweite:

Das Maßband waagrecht um die schmalste Stelle der Taille herumführen und messen

Hüftweite:

Das Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß herumführen und messen.



Größentabelle Bikinioberteil Bikini Lilly					
gemessene Unterbrustweite	68 - 72	73 - 77	78 - 82	83 - 87	88 - 92
Unterbrustweite	70	75	80	85	90
Cupgröße	gemessener Brustumfang				
Cup A	-	87 - 89	92 - 94	-	-
Cup B	82 - 84	89 - 91	94 - 96	99 - 101	104 - 106
Cup C	86 - 88	91 - 93	96 - 98	101 - 103	106 - 108
Cup D	-	93 - 95	98 - 100	103 - 105	108 - 110

Größentabelle Slip zu Bikini Lilly		
Größe	Tailenumfang	Hüftumfang
36	64 - 68	88 - 92
38	68 - 72	92 - 96
40	72 - 74	96 - 100
42	74 - 76	100 - 104
44	76 - 80	104 - 108

Unterbrustweite 82, Brustumfang 96 = Oberteil 80B

Tailenumfang 75 Hüftumfang 102 = Hose 42